

AFS 水纯化系统维护方案

Rephile 乐枫可提供全套 AFS 水处理系统兼容耗材。乐枫是国内唯一一家提供密理博纯水系统兼容耗材的厂家，也是全球该产品线最为齐全的供应商。与原装产品相比，Rephile 设计生产的兼容耗材产品性能稳定，品质可靠，完全与密理博水处理系统兼容，且性价比高。Rephile 还可提供专业的售后服务，包括主板及手柄维修，为您解决使用密理博水机时碰到的各种问题。



**更换全套 AFS 系统的 Rephile 兼容耗材，
最多每年可以为您节省大约 12000 元。如需
详细维护方案，请致电 400-690-0090。**

AFS 系统常用的耗材/备件及使用寿命列表

AFS 常用耗材	Rephile 货号	Millipore 货号	*耗材使用周期
接自来水的预过滤芯	LABPA0112, LABPA1012	JMCDAQPP1	2 - 3 周
反渗透膜前的预处理柱	RR400CP01 (AFS 3), RR400CP03 (AFS 8 / 16)	PR0G00002 (AFS 3), PR0G00003 (AFS 8 / 16)	6 个月
反渗透膜	RAR000201, RAR060201, RAR060202	CDRC00201, CDRC60201, CDRC60202	3 年
Clinical 纯化柱	RR1ALLRES (AFS 3), RR400Q401 (AFS 8 / 16)	CP1ALLRES (AFS 3), CP2ALLRES (AFS 8 / 16)	6 个月
除菌过滤器	MPGL10ZW1	MPGL10ZW1	1 年

* 此数据仅为经验推荐数据，由于各地区的水质差别比较大，具体的耗材使用周期需要根据当地水质及用水量来确定。

Rephile 产品与密理博产品对照表

Rephile 产品	产品描述	对应密理博产品	节省
LABPA0112	聚丙烯深层过滤柱，10 英寸 1 μm，12/包装	JMCDAQPP1	348
LABPA1012	聚丙烯深层过滤柱，10 英寸 10 μm，12/包装		
RR400CP01	RephiDuo P Pack 2 预纯化柱 (RO 前)，适用于 AFS 3	PR0G00002	2104
RR400CP03	RephiSolo P Pack 3 预纯化柱，适用于 AFS 8/ 16	PR0G00003	1277
RR1ALLRES	RephiSolo Clinical Pack 纯化柱，适用于 AFS 3	CP1ALLRES	3113
RR400Q401	RephiDuo Clinical Pack 纯化柱，适用于 AFS 8/ 16	CP2ALLRES	1504
MPGL10ZW1	MilliPack-100 Bacteria Filter Unit, 1/4 in. NPTM	MPGL10ZW1	
RAR000201	RO 膜组件，1/ PK，适用于 AFS 3	CDRC00201	2433
RAR060201	RO 膜组件，1/ PK，适用于 AFS 8	CDRC60201	3067
RAR060202	RO 膜组件，2/ PK，适用于 AFS 16	CDRC60202	7145

* 以上密理博产品价格均为 2021 年目录价，仅供参考。